


Dr.Hydrogen Bottle+[®]

各界のアスリートも
使用し効果を実感



希望小売価格

203,280円(税込)

水素が筋力トレーニングをサポート


■ 乳酸値が上昇しない！

運動前に30分の水素ガスを吸入し、4000Mを全力疾走し乳酸値を計測。結果、乳酸値が全く上がらないと言う結論に至り、パワーを引き出しつつ、筋肉疲労などの回復に貢献出来ることが判明されました。

■ 最大酸素摂取量が高地トレーニングの約2～4倍に！

同じく運動前に30分の水素ガスを吸入したところ、VO2MAX(最大酸素摂取量)が約15～34%上がる事が分かりました。通常高地トレーニングなどで上がるVO2MAXの平均は8.6%といわれており、大幅に上昇する結果になりました。

水素吸入による運動時のVO2maxの変化 (Cooper 法)



※VO2MAX(最大酸素摂取量) 測定結果による。※効果には個人差があります。

For Health

健康のために

For Beauty

美容のために

For Athletes

アスリートのために

抗炎症作用・血管拡張作用
抗酸化作用
その他医療用機器との併用による
相乗効果に期待が持てます。

抗酸化作用・老廃物
排出による美肌、美白、透明感に
期待が持てます。

運動前後の水素ガス吸入で
疲労感解消と
パフォーマンス向上に
期待が持てます。

ドクター水素ボトル+®が選ばれる3つの理由

- 第三者機関による水素ガス濃度測定
- 水素ガス吸入による様々な実証データ取得
- 様々な施設への導入実績

<GC 法による水素濃度>

鼻カニューラ出口採取 831,170ppm
鼻腔内濃度 4,485ppm

分析結果報告書

2024年 10月 10日

分析依頼者: 株式会社 WOO-EAST

分析対象: ドクター水素ボトル+®

項目	測定値	単位	測定方法
水素ガス濃度	831,170	ppm	GC法
水素ガス濃度	4,485	ppm	GC法

分析結果報告書

2024年 10月 10日

分析依頼者: 株式会社 WOO-EAST

分析対象: ドクター水素ボトル+®

項目	測定値	単位	測定方法
水素ガス濃度	831,170	ppm	GC法
水素ガス濃度	4,485	ppm	GC法

■ドクター水素ボトル+®商品仕様

型番	DHB300+	充電方法	USB 充電式
定格電圧	DC3.7V	AC アダプタ	出力定格 5V/2A
容量	250cc	バッテリー容量	13.32wh (3,600mAh)
水素水濃度	5分モード (水 200cc)	防水性	生活防水
	1,616ppb/w	水素水モード	5分 (LED 青点灯)
水素ガス濃度	吐出口 966,664ppm	水素ガスモード	30分 (LED 無点灯)
	カニューレ出口 831,170ppm	使用温度範囲	0℃~40℃
	鼻腔内 4,485ppm	本体重量	332g
生成ガス量	12ml/分	本体寸法	φ60 × L220mm
水素生成方式	久保方式 (世界初の完全分離方式)	材質	ボトル: PCTG 樹脂
	設定電圧が低いのでオゾンが発生しない。		本体、キャップ: ABS 樹脂
	産生された酸素は本体下部から雰囲気中に排出されるので	付属品	吸入用カニューレ、USB ケーブル、AC アダプタ、ミストボトル
	ボトル内に酸素やオゾンは含まれない独自技術	メンテナンス	2~2.5年 (使用頻度により変わります)

●水素ガス吸入されるときは、専用のカニューレをご使用ください。ドクター水素ボトル+®に使用する水は、活性炭を含む中空系フィルターで浄水した水、精製水、RO水、市販のミネラルウォーター (軟水: 硬度 60mg/L 未満、ナトリウム 100ml 換算 1.5mg 以下) をご使用ください。硬水、水道水の水はご使用できません。使用すると本機の劣化および故障の原因となります。

●正規認定代理店に費用およびメンテナンスの必要可否をご確認ください。

正規代理店

統括販売会社

WOO-EAST 株式会社

〒103-0001

中央区日本橋小伝馬町 17-13 第 9 掘ビル 4 階

TEL: 03-3527-2211 FAX: 03-3527-3439

